

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



Balloon

INHALATOR

KOMPRESORSKI
AGU N3



SR UPUTSTVO ZA UPOTREBU

agu-baby.com

SADRŽAJ

1	Uvod.....	3
2	Lista simbola.....	4
3	Područje primene	5
4	Uputstvo za bezbedno rukovanje	6
5	Kompletnost i rok trajanja.....	8
6	Priprema za upotrebu	10
7	Principi rada i procedure	11
8	Korišćenje adaptera.....	12
9	Čišćenje uređaja.....	13
10	Zamena filtera.....	14
11	Rešavanje problema.....	15
12	Osnovne tehničke karakteristike	16
13	Tehnički podaci	17
14	Garancija proizvođača.....	22

1

UVOD

Hvala Vam što ste odabrali naš proizvod – kompresorski inhalator **AGU N3**.
Uz pravilnu upotrebu i odgovarajuću negu dobijate ihnalator, koji će vam pružati poudan rad tokom mnogo godina.

2 LISTA SIMBOLA

Simboli

Značenje



Proizvod ispunjava zahteve Direktive 93/42/EEC o medicinskoj opremi.



Jedinica ispunjava zahteve tehničke regulative Carinske unije 020/2011 o elektromagnetne kompatibilnosti tehničke opreme.



VEEE (Direktiva o otpadu električne i elektronske opreme). Ova oznaka znači da se uređaj ne sme odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Da bi se sprečilo bilo kakvo nanošenje štete životne sredine i izbegavanja štetnog uticaja na zdravlje ljudi, takav otpad treba odvojiti od drugih vrsta otpada i odlagati u skladu sa relevantno prihvaćenim standardima.



Uređaj tipa BF.

IP21

Stepen zaštite od prodora predmeta.

Prva cifra (zaštita od guranja stranih čvrstih predmeta): 2 - zaštita od guranja čvrstih predmeta, veličine veće od 12 mm; prstiju ili drugih predmeta dužine ne više od 80 mm, ili čvrstih predmeta.

Druga cifra (zaštita od stranih tečnosti): 2 - Zaštita kućišta od kapljica koje padaju vertikalno odozgo pod uglom ne većim od 15° (uređaj u normalnom položaju).



Proizvod klase II (klasa zaštite od udara strujom).



Upozorenje / Napomena / Pažnja.



Zaštititi od direktnog uticaja sunca.



Pre upotrebe pročitajte uputstvo.



Ovlašćeni predstavnik proizvođača u Evropskoj uniji.



Proizvođač

Kompresorski inhalator **AGU N3** je medicinski uređaj. Koristite uređaj samo prema uputstvima svog lekara i / ili pulmologa. Uređaj Vam omogućava udoban, brz i siguran postupak lečenja. Uređaj je pogodan za sve uzraste. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu da biste se upoznali sa funkcijama inhalatora.



PAŽNJA

Inhalator je predviđen za inhalacionu terapiju astme, hroničnih opstruktivnih bolesti pluća (HOBP) i drugih bolesti respiratornog trakta. Molimo Vas konsultujte vašeg lekara pre nego što krenete da koristite inhalator za lečenje. Pratite uputstva lekara za doziranje i raspored primene leka putem inhalacije. Ovaj uređaj je u skladu sa direktivom EC 93/42/EEC za medicinske uređaje, i BS EN 13544-1:2007+A 1:2009 za respiratornu opremu – Deo 1: Sistemi za inhalaciju i njihove komponente.



Molimo Vas da pročitate pažljivo ovo uputstvo pre nego što krenete da koristite uređaj.

PAŽNJA

Molimo Vas da primenjujete mere bezbednosti kada koristite inhalator. Uređaj mora da se koristi samo za namenjene svrhe i sa prepisanim lekovima; prema ovom uputstvu i u skladu sa uputstvima lekara. Uređaj nije namenjen za veštačku inhalaciju pluća i inhalaciju anestezije.

- Da ne bi došlo do udara strujom izbegavajte kontakt uređaja sa vodom.
- Ne potapajte uređaj u tečnosti.
- Ne koristite za vreme kupanja.
- Ne dirajte uređaj u slučaju da je upao u vodu. Odmah ga isključite.
- Ne koristite uređaj koji je bio potopljen ili uređaj sa oštećenim delovima (uključujući kabl i utikač). Molimo Vas da kontaktirate servisni centar radi otklanjanja neispravnosti.
- Nemojte koristiti uređaj kada je otkrivena neispravnost dok se uređaj ne popravi.
- Nemojte koristiti uređaj na mestima sa zapaljivim gasovima, kiseonikom ili aerosolima.
- Nemojte koristiti uređaj sa praznom komorom za lek.
- Nemojte zatvarati otvore za vazduh. Nemojte postavljati uređaj na mekane površine jer mogu da blokiraju otvore za vazduh.
- Isključite uređaj pre čišćenja, dopunjavanja i posle svake upotrebe.
- Iskopčajte uređaj kada se ne koristi.
- Ne okrećite i ne tresite uređaj za vreme rada.
- Koristite isključivo dodatke preporučene od strane proizvođača.
- Nemojte dirati prekidač za uključivanje sa vlažnim rukama.
- Nemojte rastavljati ili pokušavati da popravite uređaj sami.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj za veštačku ventilaciju pluća i inhalaciju anestezije.

PREDOSTROŽNOSTI PRI KORIŠĆENJU

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa psihološkim, neurološkim ili mentalnim poremećajima, ili onih koji nemaju iskustva i znanja, osim u slučaju kada su pod nadzorom ili upućene u rad uređaja od strane osoba odgovornih za njihovu bezbednost.
- Izbegavajte kontakt leka, isparenja ili aerosola sa očima.
- Maksimalni kapacitet komore za lek je 6 ml. Nemojte premašiti ovu količinu.
- Nemojte koristiti uređaj za vreme vožnje.
- Isključite uređaj čim osetite nelagodnost ili pogoršanje opšteg stanja za vreme inhalacije.
- Nemojte koristiti uređaj u slučaju da je crevo za vazduh savijeno.

PREDOSTROŽNOSTI PRI SKLADIŠTENJU

- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokim temperaturama i vlažnosti.
- Držite uređaj van domašaja dece.
- Isključite uređaj kada ga ne koristite.

PREDOSTROŽNOSTI PRI ČIŠĆENJU

- Proverite filter za vazduh, usnik, raspršivač i druge pomoćne delove pre svake upotrebe. Kontaminirani ili istrošeni delovi se moraju zameniti.
- Nemojte potapati uređaj u tečnosti da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Iskopčajte uređaj pre čišćenja.
- Očistite sve potrebne dodatke posle svake upotrebe prema uputstvima u ovom priručniku.
- Uklonite sve ostatke leka iz komore za lek posle svake upotrebe. Uvek proverite rok upotrebe leka pre inhalacije.
- Nemojte ostavljati crevo za vazduh mokrim ili sa ostacima leka. Ovo može prouzrokovati bakteriološku infekciju.

MEDICINSKE PREDOSTROŽNOST

Ovo uputstvo ne zamenjuje konsultacije sa lekarom specijalistom. Podaci koji su navedeni u ovom dokumentu, ili ovaj uređaj ne treba da se koriste za samostalnu dijagnozu i lečenje, ili kao osnova za izbor leka. Kod sumnje na postojanje bilo koje bolesti koja zahteva inhalaciju leka, molimo Vas konsultujte lekara.

Komplet sadrži sledeće komponente. Ako utvrdite da neki delove nedostaju, kontaktirajte prodavca odmah.

Inhalator se sastoji od sledećih komponenti:

- Kompresor (glavna jedinica) – 1 kom.
- Adapter – 1 kom.
- Kabl za napajanje – 1 kom.

Delovi i komponente koje je potrebno povremeno zameniti:*

- maska za decu – 1 kom.
- maska za odrasle – 1 kom.
- raspršivač – 1 kom.
- spojnica – 1 kom.
- poklopac raspršivača – 1 kom.
- usnik – 1 kom.
- nosnica – 1 kom.
- crevo za vazduh – 1 kom.
- zamenjivi filteri za vazduh – 5 kom.
- adapter – 1 kom.
- nastavak za usta – 1 kom.

*Intervali zamene delova i komponenti zavisi od njihovog veka trajanja naznačenog u odeljku ispod.

Vek trajanja komponenti može da varira zavisno od intenziteta upotrebe. Kada se uređaj koristi za inhaliranje 2ml fiziološkog rastvora 2 puta dnevno u trajanju od 10 minuta na sobnoj temperaturi (23 °C), vek trajanja komponenti je sledeći:

• glavna jedinica	3 godine
• raspršivač, spojnica, nastavak za usta	1 godina
• crevo za vazduh, usnik, nosnica	1 godina
• filter za vazduh	30 dana*
• maska za odrasle / decu	1 godina
• adapter	1 godina

***Napomena:** vek trajanja filtera za vazduh može biti značajno smanjen kada se uređaj koristi u sredini sa povećanom koncentracijom prašine.

Nastavak za usta

Usnik



Maska za decu

Maska za odrasle

Poklopac inhalatora



Spojnica

Raspršivač




Filteri x 5

Filteri za vazduh



Nosnica




Adapter




Crevo za vazduh

Kabl





ON/OFF dugme



Otvor kompresora

Otvor za filtriranje vazduha

Otvor za priključenje adaptera




6 PRIPREMA ZA UPOTREBU

Pre prvog korišćenja nakon duge pauze inhalator se mora pripremiti za upotrebu prema uputstvima u odeljku „Čišćenje“ u okviru ovog uputstva.

⚠ PAŽNJA

Pre čišćenja, sastavljanja i posle svake upotrebe uređaja uverite se da je isključen i iskopčan sa napajanja.



- 1 Postavite kompresor na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Pažljivo otvorite poklopac inhalatora da biste ga razdvojili na dva dela (komoru za lek i poklopac).
- 3 Uverite se da je spojnica pravilno postavljena u komori za lek. Vršak unutar komore za lek mora biti pravilno umetnut u osnovu spojnice.
- 4 Pažljivo okrenite komoru za lek i poklopac uređaja zajedno da biste sastavili inhalator. Uverite se da dve komponente su sastavljene pravilno.



7

RINCIPI RADA I PROCEDURE

Kompresorski inhalator može da radi pod uglom raspršivača od 45° u odnosu na vertikalu. Ako ugao premaši 45° , neće doći do stvaranja aerosola.



- 1 Dodajte rastvor za inhalaciju u komoru za lek. Kapacitet komore za lek je 6ml.
- 2 Povežite jedan kraj creva za vazduh na priključak za crevo za vazduh.
- 3 Povežite drugi kraj creva za vazduh na otvor za crevo na kompresoru.
- 4 Prikačite usnik, masku ili nosnicu na gornji deo raspršivača.


**PAŽNJA**

Ako je potrebno izvršiti više postupaka inhalacije, preporučuje se da napravite 30-minutnu pauzu posle svake inhalacije.

Posle svake upotrebe:

- sključite uređaj i iskopčajte kabl za napajanje;
- ostavite uređaj dok se ne ohladi u potpunosti;
- pažljivo otkopčajte crevo za vazduh od inhalatora i ispraznite ostatke leka;
- očistite uređaj prema uputstvima u ovom uputstvu.

8 KORIŠĆENJE ADAPTERA



ISPIRANJE

Isperite uređaj posle svakog korišćenja ili pre prve upotrebe.

- 1 Uverite se da je uređaj isključen i iskopčan iz napajanja.
- 2 Otkachite crevo za vazduh sa inhalatora.
- 3 Pažljivo okrenite i povucite poklopac inhalatora da biste ga otvorili.
- 4 Operite komponente inhalatora pod tekućom vrućom vodom.
- 5 Obrišite ove komponente sa čistim peškirom ili ih ostavite da se u potpunosti osuše na vazduhu.
- 6 Sastavite inhalator.

**PAŽNJA**

Detaljno očistite komponente i delove inhalatora, uključujući crevo za vazduh, tokom prvog čišćenja i posle dugoročnog skladištenja uređaja.

ČIŠĆENJE KOMPRESORA


Po potrebi obrišite kompresor sa mekom krpom.

**PAŽNJA**

Bilo kakav drugačiji princip čišćenja ili korišćenje deterdženta može oštetiti uređaj, ili uticati na njegov rad.

10 PROMENA FILTER

Filter za vazduh se mora zameniti kada postane sive boje.






1 Pažljivo povucite poklopac filtera za vazduh da biste ga uklonili.

2 Uklonite zaprljani filter.

3 Ubacite novi, čist filter.

4 Zatvorite čvrsto poklopac filtera za vazduh.



PAŽNJA

Nemojte prati ili čistiti filtere za vazduh. Samo **AGU N3** filteri za vazduh se smeju koristiti. Nemojte koristiti alternativne materijale za filtriranje, kao što je pamučna tkanina. Nemojte koristiti uređaj bez filtera za vazduh.

11 REŠAVANJE PROBLEMA

Molimo Vas da obratite pažnju da neki problemi mogu biti rešeni bez uključivanja servisnog specijalist.

Problem	Rešenje
Uređaj ne funkcioniše, kao da nema napajanja	Uverite se da je adapter utaknut u utičnicu
Uređaj ne raspršuje ili slabo raspršuje	Proverite lek u komori za lek
	Proverite inhalator za oštećenja
	Proverite položaj spojnice unutar raspršivača
	Uverite se da su crevo za vazduh i drugi pomoćni dodaci pravilno priključeni
	Proverite filter za vazduh i zamenite ga ako je potrebno

Nivo zaštite od udara strujom:



Uređaj II klase.

Tip-BF uređaja:



Usnik i maska.

Stepen otpornosti na vodu: IP21.

Stepen bezbednosti u prisustvu zapaljivih agenata ili kiseonika:

Nije AP / APG (nemojte koristiti sa zapaljivim agentima ili kiseonikom).

12 OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv proizvoda	Kompresorski inhalator
Model	AGU N3
Adapter	DC 5 V, 2 A
Voltaža	AC 100~240 V, 50-60 Hz
Vataža, W	≤ 5
Nivo buke (1 m od AGU N3), dBA	≤ 45
Tok vazduha, l / min	≥ 2,5
Radna temperatura	+10° C – +40° C
Vlažnost	≤ 90% RV
Radni atmosferski pritisak, hPa	700–1060
Uslovi čuvanja	-10° C – +60° C, dozvoljeno RV ≤ 90%
Dimenzije(DxŠxV), mm	98x57x50
Težina (bez dodataka), g	170
Kapacitet komore za lek, ml	6
Veličina čestica (MMAD), µm	≤ 2,9
Stopa raspršivanja, ml / min	≥ 0,3 (0,9 % NaCl)
Kompletnost	Inhalator, crevo za vazduh, usnik, nosnica, filteri za vazduh (5 kom.) maska za decu, maska za odrasle, adapter, nastavak za usta, torbica
Vek trajanja	Glavna jedinica - 3 godine; inhalator, spojnica, poklopac inhalatora, nastavak za usta – 1 godina; crevo za vazduh, usnik, nosnica – 1 godina; filter za vazduh – 30 dana*; maske za decu / odrasle – 1 godina; adapter – 1 godina

***Napomena:** vek trajanja filtera za vazduh može biti značajno smanjen kada se uređaj koristi u sredinama sa povećanom koncentracijom prašine.


Proizvođač zadržava prava na tehničke izmene u dizajnu i kompletnosti uređaja. Zavisno od leka (rastvori na bazi vode, suspenzije ili visoko-viskozne supstance), performanse u proizvodnji aerosola mogu varirati.

13 TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica se određuje korišćenjem kaskadnog impaktora za **AGU N3** u skladu sa BS EN 13544-2009 „Oprema za disanje – Deo 1: Sistemi za raspršivanje i njihove komponente.“ Odeljak CC.3, zasnovan na veličinama čestica sa osnovu metode kaskadnog impaktora su sledeće:

Veličina raspršenih čestica	MMAD $\leq 2.9 \mu\text{m}$ (MMAD – Maseni srednji aerodinamički prečnik)
Kapacitet komore za lek	Maks. 6 ml

Distribucija čestica



ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE: UPUTSTVA I IZJAVE PROIZVOĐAČA


Kompresorski inhalator **AGU N3** je namenjen za upotrebu u dole naznačenoj elektromagnetnoj sredini.

Kupac ili korisnik **AGU N3** bi trebali da se uvere da se uređaj koristi u takvoj okolini.

Test zračenja	Saglasnost	Elektromagnetno okruženje – smernice
RF emisije CISPR 11	Grupa 1	Kompresor inhalator AGU N3 koristi RF energiju samo za interne funkcije. Stoga, njegove RF emisije su veoma niske i malo je verovatno da će prouzrokovati bilo kakve smetnje obližnjoj elektronsko opremi
RF emisije CISPR 11	Klasa B	Kompresor inhalator AGU N3 je pogodan za upotrebu kod kuće, kao i u bilo kojoj prostoriji koja je direktno povezana sa standardnom električnom mrežom koja je namenjena za snabdevanje domaćinstva električnom energijom
Zračenje harmonskih komponenti IEC 61000-3-2	Class A	
Fluktuacije u voltaži / pulsacije IEC 61000-3-3	Saglasan	

Test imuniteta	IEC 60601 Test nivo	Nivo uskladenosti	Elektromagnetno okruženje
Elektrostatičko pražnjenje IEC 61000-4-2	6 kV kontakt 8 kV vazduh	6 kV kontakt 8 kV vazduh	Pod mora biti drveni, beton ili prekriven keramičkim pločicama. Ako je pod prekriven sintetičkim materijalima, relativna vlažnost treba da bude najmanje 30%
Brzi električni prekidači / blicevi IEC 61000-4-4	2 kV za elektroenergetske vodove 1 kV za ulazne / izlazne linije	2 kV za elektroenergetske vodove 1 kV za ulazne / izlazne linije	Kvalitet električne energije u energetske mreži mora zadovoljiti standarde za sisteme napajanja za industrijsko ili medicinsko okruženje
Blicevi IEC 61000-4-5	1kV između linija kV između linije (a) i zemlje	1 kV između linija kV između linije (a) i zemlje	Kvalitet električne energije u energetske mreži mora zadovoljiti standarde za sisteme napajanja za industrijsko ili medicinsko okruženje
Prekidanja i variranje napona na ulaznim vodovima IEC 61000-4-11	<5% U_T (U_T pad >95%) tokom pola ciklusa 40% U_T (U_T pad 60%) tokom 5 ciklusa 70% U_T (U_T pad 30%) tokom 25 ciklusa <5% U_T (U_T pad > 95%) tokom 5 sekundi	<5% U_T (U_T pad >95%) tokom pola ciklusa 40% U_T (U_T pad 60%) tokom 5 ciklusa 70% U_T (U_T pad 30%) tokom 25 ciklusa <5% U_T (U_T pad > 95%) tokom 5 sekundi	Kvalitet električne energije u energetske mreži mora zadovoljiti standarde za sisteme napajanja za industrijsko ili medicinsko okruženje. Ako je korisniku potreban kontinuirani rad uređaja u slučaju prekida napona, preporučuje se korišćenje baterija ili neprekidnog napajanja za napajanje uređaja
Magnetno polje energije standarde frekvencija (50 / 60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A / m	3 A / m	Kvalitet električne u elektroenergetske mreži mora zadovoljiti za sisteme napajanja za industrijske ili medicinskih standarda okruženja

NAPOMENA: U_T – je napon u mreži za napajanje pre nego što počne testiranje.

Test imuniteta	IEC 60601 Test nivo	Nivo uskladenosti	Nivo uskladenosti
HF provodljivost IEC 61000-4-6 HF zračenje IEC 61000-4-3	3 V (avg.) 150 kHz – 80 MHz 3 V / m 80 MHz – 2,5 GHz	3 Vrms 3 V / m	Prenosiva i mobilna radio komunikaciona oprema se ne sme koristiti bliže bilo kojem delu uređaja (uključujući i kablove) od preporučene minimalne udaljenosti izračunate sa odgovarajućom jednačinom za frekvenciju predajnika takve opreme. $d = 1,2 \sqrt{P}$, $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz – 800 MHz, $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz – 2,5 GHz, Tamo gde P predstavlja maksimalnu prenosnu snagu u vatima (W) koju je odredio proizvođač i d je preporučena minimalna udaljenost u metrima (m). Izmerene vrednosti elektromagnetne sile proizvedene od stacionarnog radio-predajnika, a treba da se ispunjavaju odgovarajuće dozvoljene vrednosti frekvencijskog spektra. U blizini opreme mogu biti smetnje sa sledećim simbolom 

NAPOMENA 1: Na 80 MHz i 800 MHz se koriste vrednosti za visoku frekvenciju.

NAPOMENA 2: Ova uputstva mogu se primeniti ne u svim situacijama. Širenje elektromagnetnih talasa utiče na njihovu apsorpciju i refleksiju od strane konstrukcija, objekata i ljudi.

- a.** Vrednosti elektromagnetne sile generisane od stacionarnih predajnika, kao što su bazne stanice mobilnih telefona i mobilnih radio sistema, amaterski radio predajnici, AM i FM radio predajnici i televizijski predajnici, ne mogu se teoretski odrediti. Da bi se procenio mogući uticaj takvog transmitera, neophodno je izvršiti elektromagnetna merenja na lokaciji. Ako izmerene vrednosti elektromagnetnog polja na mestu korišćenja **AGU N3** prelaze odgovarajući dozvoljeni nivo, neophodno je proveriti ispravan rad **AGU N3**. Ukoliko uređaj ne radi normalno, mogu se preduzeti dodatne mere, kao što je promena orijentacije **AGU N3** ili njegove lokacije.
- b.** U frekvencijskom spektru 150 kHz – 80 MHz, vrednosti polja sile treba biti manje od 3 V / m.

PREPORUČENA MINIMALNA UDALJENOST IZMEĐU PRENOSNE I MOBILNE RADIO OPREME I UREĐAJA AGU N3

Kompresorski inhalator **AGU N3** je namenjen za upotrebu u elektromagnetnom okruženju u kojem se prati nivo emitovanih visokofrekventnih smetnji. Korisnici ili kupci kompresor inhalatora **AGU N3** mogu pomoći da se spreči pojavljivanje elektromagnetnih smetnji posmatrajući minimalne dozvoljene udaljenosti između prenosne ili mobilne visokofrekventne komunikacione opreme (predajnika) i uređaja, kako se preporučuje u dole opisanom, u zavisnosti od maksimalnog zračenja i snage komunikacione opreme. Za predajnike sa nominalnom maksimalnom snagom zračenja koje nije navedeno gore, preporučeno minimalno rastojanje d u metrima (m) može se proceniti korišćenjem odgovarajuće frekvencije predajnika, jednačina gde je P maksimalna snaga predajnika u vatima (W) prema podacima proizvođača predajnika.

Nominalna maksimalna snaga zračenja odašiljača (W)	Minimalno rastojanje, u zavisnosti od frekvencije predajnika (M)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

NAPOMENA 1: Na 80 MHz i 800 MHz se koriste vrednosti za visoku frekvenciju.

NAPOMENA 2: Ova uputstva mogu se primeniti ne u svim situacijama. Širenje elektromagnetnih talasa utiče na njihovu apsorpciju i refleksiju od strane konstrukcija, objekata i ljudi.



UPOZORENJE



Ovaj simbol na proizvodu znači da ovaj proizvod je elektronski uređaj koji mora biti odložen u skladu sa direktivom 2012/19/EU.

14 GARANCIJA PROIZVOĐAČA

Garancija glavne jedinice traje 24 meseca od datuma prodaje.


Garancija važi ako je garantni list ispostavljen od strane ovlašćenog predstavnika koji potvrđuje datum prodaje, kao i odgovarajuću primopredaju uređaja. Garancija se ne odnosi na potrošne delove, komponente i sastavne elemente i to: maske za decu i odrasle, filteri za vazduh, raspršivač, crevo za vazduh, usnik, nosnica, kutija.

Garancija i usluga besplatnog održavanja nisu obezbeđeni u slučaju:

- uređaj se koristi suprotno nameni opisane u uputstvu za upotrebu;
- ako je šteta prouzrokovana namernim ili pogrešnim postupcima korisnika kao posledica nepravilne ili nehygijenske upotrebe;
- ako su vidljivi tragovi mehaničkog uticaja (udubljenja, pukotine, lom itd.), uklanjanje, demontaža, tragovi popravki izvan ovlašćenog tehničkog centra, tragovi ulaska vlage u kućište ili uticaj korozivnih sredstava ili bilo kojeg drugog spoljašnjeg uticaja koji se mogu uočiti na kućištu uređaja, ali i u drugim slučajevima kršenja pravila o skladištenju, čišćenju, transportu i održavanju uređaja propisanog u priručniku za upotrebu;
- prodor ulja, prašine, insekata, tečnosti (nije namenjene za upotrebu sa uređajem) i drugih spoljnih materija unutar uređaja.

Garancija ne pokriva nedostatke (greške) uređaja prouzrokovane iz sledećih razloga:

- normalno habanje i trošenje komponenti delova sa ograničenim vekom trajanja;
- oštećenja prouzrokovana dodatnom opremom i mlaznicama koja ne čine sastavni deo uređaja (maske za decu i odrasle, filteri za vazduh, raspršivač, crevo za vazduh, usnik, nosnica, kutija);
- korišćenje dodataka i mlaznica niskog kvaliteta ili pribora i mlaznica koji su dostigli kraj njihovog veka trajanja;
- okolnosti viša sila (nesreća, požar, poplava, prekid snabdevanja električnom energijom, itd.).

Datum proizvodnje  i informacije o uvozniku su naznačeni na pakovanju.

GARANTNI SERTIFIKAT

AGU N3

Serijski broj

Datum kupovine

Ime prodavca

Potpis prodavca

Kompletnost i rad uređaja testirani su u prisustvu kupca

Ime kupca

Potpis prodavca

Pečat trgovca



UPOZORENJE! Ova garancija važi samo ako su dokumenti pravilno popunjeni.



meseci garancije

AGU N3

1

DATE _____

RAZLOG _____

PREPORUKE

2

DATE _____

RAZLOG _____

PREPORUKE

3

DATE _____

RAZLOG _____

PREPORUKE

**Proizvođač:**

Shenzhen Combei Technology Co., Ltd
11-5B, No. 105, Huan Guan South Road, Dahe Community, GuanLan,
Long Hua New District Shenzhen, China.

**Ovlašćeni predstavnik u EU:**

Donawa Lifescience Consulting Srl,
Piazza Albania, 10, 00153 Rome, Italy.



Nemojte dozvoliti da deca koristi uređaja bez odgovarajućeg nadzora odraslih, neke od malih delova uređaja mogu dospeti u disajni putevi ili digestivni sistem.

CE
0123


EAC



IP21

agu-baby.com

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



AGU[®] is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland