

Skinny

SMART TEMPERATURINDIKATOR FÜR BABIES AGU ST12



Temperaturverlaufsanzeige in der App



Dynamikanzeige der Temperaturveränderung



Ferntemperaturkontrolle 24 Stunden



Temperaturmessung alle 4 Sekunden

Hohe Körpertemperatur ist keine Krankheit, sondern ein Zeichen einer Erkrankung oder Infektion. Deshalb ist es wichtig, dass die Temperatur überwacht wird, um den Krankheitsverlauf besser zu beobachten und dem Arzt den Temperaturverlauf mitteilen zu können.

Der **AGU Smart Temperaturindikator Skinny** misst alle 4 Sekunden die Temperatur und überträgt die Daten auf die **AGU Mobil App** (iOS & Android), so dass der Temperaturverlauf aufgezeichnet werden kann. Bei schnellen oder starken Veränderungen wird ein Alarm an das Mobiltelefon in Form einer Push Nachricht abgegeben. Dieses Verfahren erlaubt die Messungen bei Tag und Nacht, ohne das schlafende Baby zu stören. Die Eltern werden dadurch entlastet und können ihr Baby besser pflegen. Das Gerät wird mit einem atmungsaktiven Pflaster am Körper befestigt und stört nicht weiter.

In der **AGU Mobil App** (iOS & Android) werden die Daten gespeichert und können dem behandelnden Arzt in Form einer Grafik angezeigt werden. Das erlaubt dem Arzt eine bessere Diagnose, da der Temperaturverlauf für den Krankheitsverlauf eine wichtige Information ist.